

COMED		BOULE DE COTON		FICHE TECHNIQUE ET	
STRASBOURG		Réf. N°: 17 400 00		DE SECURITE	
		TCE1		faisant partie du dossier technique	
<ul style="list-style-type: none">Classement du dispositif : Classe IDurée : Temporaire (règle 1)N°. d'enregistrement Afssaps : FR/CA01/0104682VCode GMDN : 11 028		<i>Règle appliquée (annexe IX)</i> <ul style="list-style-type: none">- Non Invasif- Non chirurgical- Non -Actif diagno / thérapeutique			
Description générale	Boule de coton hydrophile blanchit à l'eau oxygénée.				
Pièces jointes	Oui	Photo.			
Référence lot	Oui	Voir sur le sachet			
Dispositif raccordé	Non				
Dispositif Usage Unique	Oui	A jeter après usage mono patient			
Dispositif stérile	Non				
Stérilisation	Oui	A l'oxyde d'éthylène et chimique. Pas à air chaud ou gamma			
Autoclavable	Non				
Nettoyage	Non				
Substance impropre	Produit attaquant le coton naturel.				
Pièces constitutives	Non				
Matières	100 % coton couleur blanc				
Rohrs	S.O				
Standard fabrication	BP88 , Q-32120CXK001-20				
Etiquetage	Oui	Référence du produit et désignation sur le sachet ,nom ,CE, lot,message pour enfants ,adresse, quantité exprimée en poids et unité , Voir modèle.			
Emballage	Oui	En sachet scellé et 10 sachets dans un carton.			
Stockage particulier	Oui	Sec et propre à l'abri de l'humidité.			
Durée d'utilisation	Temporaire				
Marquage sur le DM	Non				
Références	17 400 00				
Désignation	Coton boule 700 pcs.				
Dimensions Lo x La x H (mm)	20 à 25				
Longueur de fibre Min. en mm	15				
Résistance température (C°)	60				
Epaisseur (mm)	NS				
Poids net (g)+-2%	490				
Coefficient absorption eau	23g/g				
Couleurs	Blanc à 85%				
Elasticité (%)	5				
Ph	Neutre				
Temps immersion s.	7				
Soluble eau en %	0.46				
Soluble éther en %	0.35				
Cendre en %	0.35				
Oxydité	< ou = 5 mn				
Fibres étrangères	< 2%				
Micronaire	> ou = 3				
Nombre de nœuds	< ou = 650				
Utilisation	Dispositif permettant l'utilisation d'un liquide ou de nettoyage de la peau.				
Mode d'emploi	Prendre une boule de coton et l'imbiber du produit retenu.Peut servir également à sec pour le nettoyage de la peau. Après utilisation le jeter dans un récipient pour porduits contaminés médicaux. Dispositif à usage unique.				
Précaution d'emploi	Ce dispositif ne peut être utiliser que par une personne compétente et qualifiée. Vérifier avant utilisation que le coton soit en bonne état , propre et sec. En aucuns cas n'utiliser le coton souillé pour une autre personne.				
Recyclage/Récupération	Non / Dans les bacs de déchets médicaux souillés.				
DEEE	Non				
Données de sécurités	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul				